

## メガネレンズで初の「抗ウイルス」SIAA 認証を取得

曇りにくいメガネに安心をプラス。

### ～メガネレンズの HOYA から「KUMORI 291 プラス」新発売～

HOYA 株式会社（本社:東京都新宿区、代表執行役CEO:池田英一郎）のメガネレンズ事業を担うHOYAビジョンケアカンパニーは2024年9月3日、曇りにくい機能に抗ウイルスと抗菌が加わった「KUMORI 291 プラス」を新発売いたします。

◆名称：KUMORI 291 プラス（よみ：くもりにくいプラス）

現在好評発売中の曇りにくいメガネレンズ『KUMORI 291』がこの度パワーアップしました。曇りにくさはそのままに、抗ウイルスと抗菌機能が加わりました。いずれも SIAA 認証を取得し、抗ウイルスについてはメガネレンズとして初めて SIAA の抗ウイルス認証試験をクリアすることができました。（HOYA 調べ 2024年7月現在）  
医療機関など日常的にマスクをして働いていらっしゃる方や、これからの季節の衛生対策におすすめです。

## KUMORI 291 プラス 製品特長

特徴 **1** ノーメンテナンスで  
**3** 倍くもりにくい

特徴 **2** 抗ウイルス & 抗菌加工

### < 1 > ノーメンテナンスで 3 倍くもりにくい

従来の「メガネの曇り止めグッズ」で必要な、定期的な曇り止め液の塗布や曇り止め専用メガネ拭きを使用する必要がありません。

また、レンズ両面に「吸水層」を持つ特殊なコーティングを施す技術により優れた曇り低減性能を発揮。通常レンズ（弊社 VP コート）と比較すると、約 3 倍くもりにくい結果となりました。（社内調査：40 度の蒸気試験）



曇るレンズ  
※通常レンズ  
(VPコートレンズ)



くもりにくいレンズ  
※使用環境や状況によって  
曇ることがあります。




\*VPコートレンズと比較して曇るまでに  
約3倍の時間が掛かります(社内調査)  
※画像はイメージです。

## <2> 抗ウイルス&抗菌加工

今までのくもりにくさはそのままに、抗ウイルス・抗菌機能が加わりました。

いずれも SIAA 認証を取得し、抗ウイルスについてはメガネレンズとして初めて SIAA の抗ウイルス認証試験をクリアすることができました。(HOYA 調べ 2024 年 7 月現在)

ウイルスや細菌の数を増やさず減少させますので、いつも清潔に保てます。



## SIAA 抗ウイルス加工製品とは？

製品上のウイルスの数を減少させるように加工されている製品を抗ウイルス加工製品と言います。

ISO21702 の試験を実施することにより、SIAA の抗ウイルス性能基準に適合していることが確認されています。性能基準は、加工されていない製品の表面と比較し、ウイルスの数が 100 分の 1 以下 (抗ウイルス活性値が 2 以上であるとき) である場合、その製品に抗ウイルス効果があるとしています。

※注意事項

- ・抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。



詳しくは SIAA (抗菌製品技術協議会) のホームページをご覧ください。

<https://www.kohkin.net/>

▼KUMORI 291 プラスについて

<https://www.vc.hoya.co.jp/products/kumori291/>

▼動画：くもり対決「KUMORI 291 vs 通常コート」

<https://youtu.be/ELqg1ibJjE8>



▽発売日：2024年9月3日

▽価格：オープン価格（眼鏡店にてご確認ください）

▽取扱：HOYA レンズ取扱店

[https://www.vc.hoya.co.jp/store\\_search/](https://www.vc.hoya.co.jp/store_search/)

▽対応レンズ：単焦点レンズ、累進屈折力プラスチックレンズに対応（1.60 素材、1.67 素材）

※すべてのレンズに対応しているわけではありません。

※オプションでカラーレンズにも対応。

#### 【メッセージ】

HOYA は、1941 年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962 年メガネレンズの製造を開始しました。1967 年日本で初めて※『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003 年には両面複合累進設計メガネレンズ[BOOM]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。※HOYA 調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たち HOYA はこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

HOYA ビジョンケアカンパニーホームページ：<https://www.vc.hoya.co.jp/>

HOYA ビジョンケアカンパニー Facebook：<https://www.facebook.com/hoyavc>

#### 【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYA ビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080

J13A591119-3359/2024-09